


Подготовка макета пломбира



Обозначения

- Реальный размер пломбира
- Зона для гравировки

ВАЖНО! ПЛОМБИРЫ БЫВАЮТ ТОЛЬКО СТРОГИХ ДИАМЕТРОВ (В МИЛЛИМЕТРАХ): 15,20,22,25,30,35,40,45
МАКЕТ ГОТОВИТСЯ В ОДИН ЦВЕТ. ВСЕ АБРИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫПУКЛОЙ ГАВИРОВКИ ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ